

INSTRUÇÕES PARA COLETA E ENVIO DE AMOSTRA PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA

Com o objetivo de minimizar possíveis rejeições de material microbiológico, devido ao envio de amostras inadequadas, o DB disponibiliza um material com orientações de coleta e envio de amostras.

SECREÇÕES

Material: feridas, úlceras, secreção ocular, secreção vaginal, secreção anal, swab nasal e retal (cultura de vigilância), orofaringe, secreção de ouvido e secreções em geral.

Coleta e envio: o material deve ser coletado em swab com meio de transporte Stuart ou enviado em placa semeada em temperatura ambiente. Esses materiais não devem ser enviados em Cary & Blair ou em swab seco (sem meio de transporte).



LÍQUIDO

Material: Líquido ascítico, pleural, sinovial, peritoneal e pericárdico.

Coleta e envio: O material deve ser coletado pelo médico e enviado pelo laboratório em placa semeada, tubo estéril ou, preferencialmente, em frasco de hemocultura em temperatura ambiente.



URINA

Material: urina

Coleta e envio: as urinas devem ser encaminhadas em tubo com ácido bórico (fornecido pelo DB), lâminocultivo ou placa semeada em temperatura ambiente. As urinas enviadas em frasco estéril devem ser refrigeradas. Este material não deve ser enviado em Stuart, Amies, Cary & Blair ou outros frascos.

RASPADO

Material: lesões secas, ungueais, subungueais, pele, couro cabeludo, lesões entre os dedos e raspados em geral.

Coleta e envio: a coleta deve ser realizada através da raspagem da lesão e enviada em frasco seco.



IMPORTANTE: O ENVIO DE FORMULÁRIOS INCOMPLETOS ACARRETERÁ NO CANCELAMENTO DO EXAME

INSTRUÇÕES PARA COLETA E ENVIO DE AMOSTRA PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA

FEZES

Material: fezes

Coleta e envio: para cultura de fezes a amostra deve ser enviada preferencialmente em Cary&Blair. Na falta deste meio, também pode ser enviada em Stuart. Amostras enviadas em fraldas são inadequadas.



PESQUISA DE *TRICHOMONAS*

Material: secreção vaginal

Coleta e envio: a coleta deve ser realizada com swab seco e enviado em frasco estéril com solução salina e lâmina com esfregaço da secreção vaginal.



HEMOCULTURA

Material: sangue

Coleta e envio: A quantidade de amostras (ex. 1ª, 2ª e 3ª), o intervalo de coleta, e se aeróbio ou anaeróbio deve ser solicitada pelo médico. Quando a metodologia for solicitada manual enviar em frasco de BHI, quando solicitada por automação enviadas em frasco da Bioréieux: verde (adultos), amarelo (pediátrico) ou laranja (anaeróbio).



PELE E TECIDO

Material: fragmento de pele ou tecido.

Coleta e envio: A coleta deve ser realizada pelo médico e o material enviado em frasco estéril seco em temperatura ambiente.



MYCOPLASMA E UREAPLASMA

Material: secreção vaginal, endocervical e uretral.

Coleta e envio: a coleta deve ser realizada dando-se uma maior atenção à raspagem da mucosa (e não secreção) para obter o maior número de células possíveis. Enviar no meio ureia/arginina (meio de transporte R1 refrigerado).



IMPORTANTE: O ENVIO DE FORMULÁRIOS INCOMPLETOS ACARRETERÁ NO CANCELAMENTO DO EXAME