


INSTRUÇÕES DE COLETA E ENVIO DE MATERIAL PARA EXAMES DE HEMOGRAMA

Visando garantir a qualidade dos nossos processos, o DB informa que o exame hemograma (HEMO) deverá ser encaminhado obrigatoriamente junto com a lâmina da extensão sanguínea.

Isso se deve ao fato de as células permanecerem viáveis por no máximo 24 horas após a coleta. Após este prazo, as células entram em processo degenerativo, prejudicando e muitas vezes inviabilizando o resultado final.



ESQUEMA PARA CONFEÇÃO DA LÂMINA:



Além disso, o volume mínimo solicitado de 3ml deve ser respeitado. Não devem ser feitas aliquotas, pois isso interfere diretamente na quantificação das hemácias e plaquetas.

IMPORTANTE: O ENVIO DE FORMULÁRIOS INCOMPLETOS ACARRETERÁ NO CANCELAMENTO DO EXAME