

COLETA PARA O TESTE DO PEZINHO

Procedimento para coleta



1. Para que haja uma boa circulação de sangue nos pés da criança, coloque o bebê na posição de arrotado. O calcanhar do recém-nascido deve estar abaixo do nível do coração.




2. Fazer a assepsia da região.



3. Puncionar o pezinho na lateral plantar e aguardar a formação da gota de sangue.




4. Encostar o papel-filtro na gota formada e deixar o sangue fluir naturalmente, permitindo o preenchimento completo da superfície do círculo.



5. Repetir o procedimento anterior nos demais círculos, de maneira sequencial. Nunca retorne ao círculo anterior.

A punção deve ser executada numa das laterais da região plantar, onde há maior irrigação de sangue, facilitando o gotejamento para o papel-filtro.

✓ Correto



A área sinalizada é a indicada para a coleta.



A área sinalizada é a indicada para a coleta.

✗ Incorreto | Inaceitável




Camadas sobrepostas.



Insuficiente.



Amostra com aspecto diluído.



Amostras com anticoagulante.

Encaminhamento da amostra

Deixar o papel-filtro coletado secar à temperatura ambiente. Envolver a região coletada com papel alumínio.



Dicas

- Evite o sangramento abundante, pois resultará em uma camada excessiva de sangue no papel.
- Não faça pressão excessiva, isso libera o plasma dos tecidos vizinhos e torna o material inadequado para análise.
- Se não houver fluxo sanguíneo, o aquecimento prévio do pé do bebê deve ser considerado, pois leva à vasodilatação, que favorece a boa coleta. Tome cuidado! A pele do bebê é bastante sensível.
- É obrigatório o preenchimento de todos os dados do formulário do cartão de coleta.
- No papel-filtro os círculos servem de guia para demonstrar a quantidade mínima de sangue necessária para realização do exame, portanto, não se preocupe se a amostra ultrapassar essa linha.