DB MOLECULAR

colosafe

Coleta de Amostras de Fezes



Creative Biosciences (Guangzhou) Co., Ltd.

⚠ Importante

A coleta das amostras de fezes devem ser realizada exclusivamente pelo dispositivo de coleta específico.

Para garantir a integridade da amostra, ela deve chegar ao laboratório de testes dentro de 3 dias após a coleta.

ⓘ Preparação

01 **Remova a caixa descartável para a coleta das fezes.**

02 **Abra a caixa e retire:**

- *As instruções;*
- *O saco (bolsa) plástico com o zíper;*
- *As luvas descartáveis.*

03 **Leia atentamente as instruções antes de iniciar.**

04 **Preencha as informações pessoais na etiqueta do saco plástico.**

 – Material produzido por Grupo DB. Todos os direitos reservados.

Coleta da amostra

01 Esvazie a bexiga antes de iniciar a coleta.

02 Posicione o acessório plástico no vaso sanitário conforme orientação da embalagem.

03 Coloque as luvas descartáveis.

04 Retire o tubo de coleta, abra-o e encaixe-o no orifício (suporte) existente na caixa. Deixe a tampa próxima.

05 Após evacuar, pegue o dispositivo de coleta de fezes (semelhante a uma seringa) e introduza-o nas fezes.

06 Gire o dispositivo 2 a 3 vezes para coletar a quantidade necessária da amostra.

07 Insira o dispositivo no tubo coletor aberto e empurre a amostra para dentro do tubo.

08 Verifique se o volume da solução está adequado (20mL).

09 Feche bem a tampa do tubo.

Entrega ao laboratório

01 Coloque o tubo de coleta dentro do saco plástico com zíper.

02 Guarde o saco plástico dentro da caixa.

03 Jogue fora o acessório descartável e as fezes utilizadas na coleta.

04 Remova as luvas e descarte-as.

05 Leve ou envie a amostra para o laboratório conforme orientação recebida.

colo safe

Creative Biosciences (Guangzhou) Co., Ltd.

O foco sempre será **seu bem-estar.**

GRUPO DB

diagnosticosdobrasil.com.br/grupodb

0800 643 0376